



Guía DETALLADA

Preparación para la
Instalación de Microcámaras
Futudent
para Principiantes

futudent»
AMERICAS

www.futudentamericas.com | 

proCam XS
Cuando el peso importa

¡Bienvenido a la experiencia Futudent!

A continuación, te presento una guía paso a paso para prepararte para instalar y comenzar a disfrutar de tus microcámaras. Recuerda que en la Procam, el enfoque se realiza de manera manual, dándote aún más control sobre la calidad de tus imágenes.



Paso 1: Investigación

Antes de comenzar, te recomiendo investigar sobre las microcámaras Futudent y familiarizarte con sus características y capacidades. Puedes consultar el sitio web de Futudent, ver tutoriales en línea o contactar al equipo de soporte técnico para obtener información adicional.

www.futudentamericas.com

+1 (305) 985-9419


 futudentamericas

 futudentamericas

 futudentamericas

 futudentamericas

Paso 2: Revisión del Equipo Asegúrate de tener todo el equipo necesario



proCam XS



Paso 3:

Descarga del Software

Ingresa al sitio web de Futudent y descarga el software compatible con tu sistema operativo (Windows/Mac).



SOFTWARE PROPIO



Paso 4:

Estudio del Manual del Usuario

Lee detenidamente el manual del usuario que viene con las microcámaras. Esto te proporcionará información detallada sobre la instalación, el uso y el mantenimiento de las microcámaras Futudent.



Paso 5:

Práctica


Si es posible, realiza prácticas con las microcámaras antes de la instalación. Esto te ayudará a familiarizarte con su manejo y a comprender mejor sus funciones.



Paso 6:

Instalación del Software

Sigue las instrucciones de instalación del software. El proceso es simple y solo requiere unos pocos pasos.



Paso 7:

Montaje en la Lámpara o Lupas

Utiliza los adaptadores proporcionados para fijar la microcámara en tu lámpara quirúrgica o lupas. Este paso puede variar según el modelo, así que consulta las instrucciones específicas para tu equipo.




proCam XS



Paso 8:

Conexión Física

Conecta la microcámara al puerto correspondiente en tu lámpara quirúrgica. Asegúrate de que la conexión sea firme pero no forzada.



Paso 9:

Conexión al Ordenador

Usa el cable de extensión para conectar la microcámara al ordenador. Ajusta la longitud para evitar tensiones innecesarias.



Paso 10:

Encendido y Pruebas

Enciende tu lámpara quirúrgica. Inicia el software Futudent en tu ordenador. Confirma que la microcámara esté detectada por el software.

Paso 11:

Ajuste del Enfoque (Manual en Procam)

En la Procam, realiza el ajuste de enfoque directamente en la lente de la cámara. Gira la lente hasta obtener la imagen más nítida posible en tu pantalla.

Paso 12:

¡Explora y Aprende!

Una vez completada la instalación, captura imágenes y realiza pruebas. Experimenta con las funciones del software y disfruta de la calidad que Futudent ofrece.



Consejos Adicionales

Para detalles sobre el enfoque en la Procam, consulta el manual del usuario. No dudes en contactar al soporte técnico de Futudent si necesitas ayuda adicional. ¡Listo para explorar el mundo visual de Futudent! Disfruta de esta revolucionaria experiencia en odontología y medicina.